


Накостный остеосинтез



LDF - Lateral Distal Femur system

Латеральная дистальная бедренная пластина

LDF plate

5H-13H (left-right, левая- правая)

Screws Винты


AS - с угловой стабильностью
cortical - кортикальные: 4,5 X 30-90 mm
cortical - кортикальные: 5,1 X 20-60 mm
cancellous - спонгиозные: 6,5 X 20-100 mm

Normal - без угловой стабильности
cortical - кортикальные: 4,5 X 12-140 mm
cancellous - спонгиозные: 6,5 X 14-150 mm

For one operation | На одну операцию

Implants - импланты

Description - описание	Quantity - количество
LDF plate -	1
Screw (head) винт (эпифиз. часть)	7
Screw (shaft) винт (диафиз. часть)	5-13



LDF plate - AS

Type Тип	Holes (H+S) отверстия (эл/ч+д/ч)	Length(mm) длина(мм)	Steel Сталь	Titanium Титан	Anodised titanium Анодир. титан
Left - левая	7 + 5	157	240251105	280251105	380251105
Left - левая	7 + 7	198	240251107	280251107	380251107
Left - левая	7 + 9	237	240251109	280251109	380251109
Left - левая	7 + 13	318,5	240251113	280251113	380251113
Right - правая	7 + 5	157	240251205	280251205	380251205
Right - правая	7 + 7	198	240251207	280251207	380251207
Right - правая	7 + 9	237	240251209	280251209	380251209
Right - правая	7 + 13	318,5	240251213	280251211	380251213



Profile of tail - Профиль диафизарной части

Width - Ширина	16 mm
Thickness - Толщина	5,5 mm

Screw - Винт

	Usage Использование	Diameter Диаметр	Length Длина	Page Страница
Normal -без у/с	Shaft - д/ч	4,5 mm	12 - 140 mm	9 - 10
Normal -без у/с	Shaft - д/ч	6,5 mm	14 - 150 mm	11 - 14
AS -с у/с	Shaft - д/ч	4,5 mm	30 - 90 mm	15
AS - с у/с	Head, shaft - эл/ч, д/ч	5,1 mm	20 - 60 mm	16
AS -с у/с	Head, shaft - эл/ч, д/ч	6,5 mm	20 - 100 mm	17

3.1.3 | Large fragment - general implants

Большие фрагменты - основные импланты

Reconstruction plate - straight | Реконструктивная пластина - прямая



Holes Отверстия	Length(mm) Длина(mm)	Normal - Без y/c			AS - C y/c		
		Steel Сталь	Titanium Титан	Anodised Titanium	Steel Сталь	Titanium Титан	Anodised Titanium
3	45	934512003	924512003	914512003	934512103	924512103	914512103
4	61	934512004	924512004	914512004	934512104	924512104	914512104
5	77	934512005	924512005	914512005	934512105	924512105	914512105
6	93	934512006	924512006	914512006	934512106	924512106	914512106
7	109	934512007	924512007	914512007	934512107	924512107	914512107
8	125	934512008	924512008	914512008	934512108	924512108	914512108
9	141	934512009	924512009	914512009	934512109	924512109	914512109
10	157	934512010	924512010	914512010	934512110	924512110	914512110
11	173	934512011	924512011	914512011	934512111	924512111	914512111
12	189	934512012	924512012	914512012	934512112	924512112	914512112
13	205	934512013	924512013	914512013	934512113	924512113	914512113
14	221	934512014	924512014	914512014	934512114	924512114	914512114
15	237	934512015	924512015	914512015	934512115	924512115	914512115
16	253	934512016	924512016	914512016	934512116	924512116	914512116
18	285	934512018	924512018	914512018	934512118	924512118	914512118

Profile - Keresztmetszet - Профиль

Width - Ширина	12 mm
Thickness - Толщина	3 mm

Screw - Винты

	Diameter Диаметр	Length(mm) Длина(mm)	Page Страницы
Normal - без y/c	4,5 mm	12 - 140 mm	9 - 10
Normal - без y/c	6,5 mm	14 - 150 mm	11 - 14
AS - с y/c	4,5 mm	30 - 90 mm	15
AS - с y/c	5,1 mm	20 - 60 mm	16

Reconstruction plate - curved | Реконструктивная пластина - изогнутая



Holes Отверстия	Length(mm) Длина(mm)	Normal - Без у/с			AS - С у/с		
		Steel Сталь	Titanium Титан	Anodised Titanium	Steel Сталь	Titanium Титан	Anodised Titanium
6	93	240312006	280312006	380312006	240312106	280312106	380312006
7	109	240312007	280312007	380312007	240312107	280312107	380312007
8	125	240312008	280312008	380312008	240312108	280312108	380312008
9	141	240312009	280312009	380312009	240312109	280312109	380312009
10	157	240312010	280312010	380312010	240312110	280312110	380312010
11	173	240312011	280312011	380312011	240312111	280312111	380312011
12	189	240312012	280312012	380312012	240312112	280312112	380312012
13	205	240312013	280312013	380312013	240312113	280312113	380312013
14	221	240312014	280312014	380312014	240312114	280312114	380312014
15	237	240312015	280312015	380312015	240312115	280312115	380312015
16	253	240312016	280312016	380312016	240312116	280312116	380312016
17	269	240312017	280312017	380312017	240312117	280312117	380312017
18	285	240312018	280312018	380312018	240312118	280312118	380312018

Profile - Keresztmetszet - Профиль

Width - Ширина	12 mm
Thickness - Толщина	3 mm

Screw - Винты

	Diameter Диаметр	Length(mm) Длина(mm)	Page Страницы
Normal - без у/с	4,5 mm	12 - 140 mm	9- 10
Normal - без у/с	6,5 mm	14 - 150 mm	11 - 14
AS - с у/с	4,5 mm	30 - 90 mm	15
AS - с у/с	5,1 mm	20 - 60 mm	16

3.1.3 | Large fragment - general implants

Большие фрагменты - основные импланты

Proximal femoral plate

Проксимальная бедренная пластина



Type Тип	Holes (H+S) Отверстия (эп/ч+д/ч)	Length(mm) Длина(мм)	Normal - Без у/с			AS - C у/с		
			Steel Сталь	Titanium Титан	Анодиров. Титан	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодиров. Титан
Left - левая	2 + 5	119	240250105	280250105	380250105	240250305	280250305	380250305
Left - левая	2 + 7	153	240250107	280250107	380250107	240250307	280250307	380250307
Left - левая	2 + 9	187	240250109	280250109	380250109	240250309	280250309	380250309
Left - левая	2 + 11	221	240250111	280250111	380250111	240250311	280250311	380250311
Right - правая	2 + 5	119	240250205	280250205	380250205	240250405	280250405	380250405
Right - правая	2 + 7	153	240250207	280250207	380250207	240250407	280250407	380250407
Right - правая	2 + 9	187	240250209	280250209	380250209	240250409	280250409	380250409
Right - правая	2 + 11	221	240250211	280250211	380250211	240250411	280250411	380250411

Profile of tail - Профиль диафизарной части (д/ч)

Width - ширина	16 мм
Thickness - толщина	4,2 мм

Screw - Винты

	Usage -Использование	Diameter -Диаметр	Length -Длина	Page -Страница
Normal -Без у/с	Shaft -д/ч	4,5 mm	12 - 140 mm	9 - 10
Normal -Без у/с	Shaft - д/ч	6,5 mm	14 - 150 mm	11 - 14
AS - C у/с	Shaft - д/ч	4,5 mm	30 - 90 mm	15
AS - C у/с	Head, Shaft - эп/ч, д/ч	5,1 mm	20 - 60 mm	16
AS - C у/с	Head, Shaft - эп/ч, д/ч	6,5 mm	20 - 100 mm	17

Lateral tibial head plate - AS | Латеральная тиббиальная опорная пластина с у/с

Type Тип	Holes (H+S) Отверстия (эл/ч+д/ч)	Length(mm) Длина(мм)	Steel Сталь	Titanium Титан	Anodised Titan
left - левая	4 + 2	96	240110102	280110102	380110102
left - левая	4 + 4	128	240110104	280110104	380110104
left - левая	4 + 6	160	240110106	280110106	380110106
left - левая	4 + 8	192	240110108	280110108	380110108
left - левая	4 + 10	224	240110110	280110110	380110110
left - левая	4 + 12	256	240110112	280110112	380110112
right - правая	4 + 2	96	240110202	280110202	380110202
right - правая	4 + 4	128	240110204	280110204	380110204
right - правая	4 + 6	16	240110206	280110206	380110206
right - правая	4 + 8	192	240110208	280110208	380110208
right - правая	4 + 10	224	240110210	280110210	380110210
right - правая	4 + 12	256	240110212	280110212	380110212



Profile of tail - Профиль диафизарной части (д/ч)

Width - Ширина	14 mm
Thickness - Толщина	3,8 mm

Screw - Csavar

	Usage -Использование	Diameter -Диаметр	Length -Длина	Page -Страница
.Normal - Без у/с	Shaft - д/ч	4,5 mm	12 - 140 mm	9 - 10
.Normal - Без у/с	Shaft - д/ч	6,5 mm	14 - 150 mm	11 - 14
AS - C y/c	Shaft - д/ч	4,5 mm	30 - 90 mm	15
AS - C y/c	Head, Shaft - эл/ч, д/ч	5,1 mm	20 - 60 mm	16
AS - C y/c	Head, Shaft - эл/ч, д/ч	6,5 mm	20 - 100 mm	17

Large fragment - general implants

Большие фрагменты - основные импланты

Cloverleaf plate

Пластина "Лист клевера"



Holes (Shaft) Отверстия	Length(mm) Длина(мм)	Normal - Без у/с		AS - С у/с	
		Steel Сталь	Titanium Титан	Steel Сталь	Titanium Титан
3	83,5	935909003	925909003	240909003	280909003
4	98	935909004	925909004	240909004	280909004
5	112,5	935909005	925909005	240909005	280909005
6	127	935909006	925909006	240909006	280909006
8	156	935909008	925909008	240909008	280909008

Width - Ширина 15 mm



Thickness - Толщина 2 mm

	Usage - Использование	Diameter - Диаметр	Length - Длина	Page - Страница
Normal - Без у/с	Head, Shaft - эп/ч, д/ч	4 mm	10 - 100 mm	36 - 39
.AS - С у/с	Head, Shaft - эп/ч, д/ч	4 mm	10 - 60 mm	41

3.1.3 | Large fragment - general implants

Большие фрагменты- основные импланты

Cortical screw | Кортикальный винт



Length(mm) Длина(mm)	Normal - Без y/c			Self tapping - Саморез		
	Steel - Сталь	Titanium Титан	Анодир. Титан	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. Титан
12	930245012	920245012	365245012	930545012	920545012	365545012
14	930245014	920245014	365245014	930545014	920545014	365545014
16	930245016	920245016	365245016	930545016	920545016	365545016
18	930245018	920245018	365245018	930545018	920545018	365545018
20	930245020	920245020	365245020	930545020	920545020	365545020
22	930245022	920245022	365245022	930545022	920545022	365545022
24	930245024	920245024	365245024	930545024	920545024	365545024
26	930245026	920245026	365245026	930545026	920545026	365545026
28	930245028	920245028	365245028	930545028	920545028	365545028
30	930245030	920245030	365245030	930545030	920545030	365545030
32	930245032	920245032	365245032	930545032	920545032	365545032
34	930245034	920245034	365245034	930545034	920545034	365545034
36	930245036	920245036	365245036	930545036	920545036	365545036
38	930245038	920245038	365245038	930545038	920545038	365545038
40	930245040	920245040	365245040	930545040	920545040	365545040
42	930245042	920245042	365245042	930545042	920545042	365545042
44	930245044	920245044	365245044	930545044	920545044	365545044
46	930245046	920245046	365245046	930545046	920545046	365545046
48	930245048	920245048	365245048	930545048	920545048	365545048
50	930245050	920245050	365245050	930545050	920545050	365545050
52	930245052	920245052	365245052	930545052	920545052	365545052
54	930245054	920245054	365245054	930545054	920545054	365545054
56	930245056	920245056	365245056	930545056	920545056	365545056
58	930245058	920245058	365245058	930545058	920545058	365545058
60	930245060	920245060	365245060	930545060	920545060	365545060
62	930245062	920245062	365245062	930545062	920545062	365545062
64	930245064	920245064	365245064	930545064	920545064	365545064
65	930245065	920245065	365245065	930545065	920545065	365545065
66	930245066	920245066	365245066	930545066	920545066	365545066
68	930245068	920245068	365245068	930545068	920545068	365545068
70	930245070	920245070	365245070	930545070	920545070	365545070

Length(mm) Длина(mm)	Normal - Без y/c			Self tapping - Саморез		
	Steel - Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
72	930245072	920245072	652450723	930545072	920545072	65545072
74	930245074	920245074	365245074			
75	930245075	920245075	365245075	930545075	920545075	365545075
76	930245076	920245076	365245076	930545076	920545076	365545076
78	930245078	920245078	365245078			
80	930245080	920245080	365245080	930545080	920545080	365545080
85	930245085	920245085	365245085	930545085	920545085	365545085
90	930245090	920245090	365245090	930545090	920545090	365545090
95	930245095	920245095	365245095	930545095	920545095	365545095
100	930245100	920245100	365245100	930545100	920545100	365545100
105	930245105	920245105	365245105	930545105	920545105	365545105
110	930245110	920245110	365245110	930545110	920545110	365545110
115	930245115	920245115	365245115	930545115	920545115	365545115
120	930245120	920245120	365245120	930545120	920545120	365545120
125	930245125	920245125	365245125	930545125	920545125	365545125
130	930245130	920245130	365245130	930545130	920545130	365545130
135	930245135	920245135	365245135	930545135	920545135	365545135
140	930245140	920245140	365245140	930545140	920545140	365545140

Thread Diameter - Диаметр резьбы 4,5 mm

Hexagon Socket Width - Размер шестигранника 3,5 mm

Head Diameter - Диаметр головки 8 mm


Pre hole - Отверстие под винт 3,2 mm

Thread Pitch - Втулка нарезная 1,75 mm

3.1.3 | Large fragment - general implants

Большие фрагменты - основные импланты

Cancellous screw - Normal | Спонгиозный винт без у/с 6,5 mm



Length(mm) Длина(mm)	“A” Thread length Длина резьбы = 16 mm		
	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
14			
16			
18			
20			
22			
24			
25	931265025	921265025	911265025
30	931265030	921265030	911265030
35	931265035	921265035	911265035
40	931265040	921265040	911265040
45	931265045	921265045	911265045
50	931265050	921265050	911265050
55	931265055	921265055	911265055
60	931265060	921265060	911265060
65	931265065	921265065	911265065
70	931265070	921265070	911265070
75	931265075	921265075	911265075
80	931265080	921265080	911265080
85	931265085	921265085	911265085
90	931265090	921265090	911265090
95	931265095	921265095	911265095
100	931265100	921265100	911265100
105	931265105	921265105	911265105
110	931265110	921265110	911265110
115	931265115	921265115	911265115
120	931265120	921265120	911265120
125	931265125	921265125	911265125
130	931265130	921265130	911265130
135			
140			
145			
150			


Thread Diameter - Длина резьбы	6,5 mm
Hexagon Socket Width - Размер шестигранника	3,5 mm
Head Diameter - Диаметр головки	8 mm
Pre hole - Отверстие под винт	3,2 mm
Thread Pitch - Шаг резьбы	2,75 mm

Length(mm) Длина(mm)	“B” Thread length Длина резьбы = 32 mm			“C” Fully threaded Végig menetes		
	Steel - Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан	Steel - Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
14				931465014	921465014	911465014
16				931465016	921465016	911465016
18				931465018	921465018	911465018
20				931465020	921465020	911465020
22				931465022	921465022	911465022
24				931465024	921465024	911465024
25				931465025	921465025	911465025
30				931465030	921465030	911465030
35				931465035	921465035	911465035
40	931365040	921365040	911365040	931465040	921465040	911465040
45	931365045	921365045	911365045	931465045	921465045	911465045
50	931365050	921365050	911365050	931465050	921465050	911465050
55	931365055	921365055	911365055	931465055	921465055	911465055
60	931365060	921365060	911365060	931465060	921465060	911465060
65	931365065	921365065	911365065	931465065	921465065	911465065
70	931365070	921365070	911365070	931465070	921465070	911465070
75	931365075	921365075	911365075	931465075	921465075	911465075
80	931365080	921365080	911365080	931465080	921465080	911465080
85	931365085	921365085	911365085	931465085	921465085	911465085
90	931365090	921365090	911365090	931465090	921465090	911465090
95	931365095	921365095	911365095	931465095	921465095	911465095
100	931365100	921365100	911365100	931465100	921465100	911465100
105	931365105	921365105	911365105	931465105	921465105	911465105
110	931365110	921365110	911365110	931465110	921465110	911465110
115	931365115	921365115	911365115	931465115	921465115	911465115
120	931365120	921365120	911365120	931465120	921465120	911465120
125	931365125	921365125	911365125			
130	931365130	921365130	911365130			
135	931365135	921365135	911365135			
140	931365140	921365140	911365140			
145	931365145	921365145	911365145			
150	931365150	921365150	911365150			

3.1.3 | Large fragment - general implants

Большие фрагменты - основные импланты

Cancellous screw - Self tapping | Спонгиозный винт - саморез Ø6,5 mm



Length(mm) Длина(mm)	“A” Thread length Длина резьбы = 16 mm		
	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
20			
22			
24			
25	934265025	924265025	914265025
30	934265030	924265030	914265030
35	934265035	924265035	914265035
40	934265040	924265040	914265040
45	934265045	924265045	914265045
50	934265050	924265050	914265050
55	934265055	924265055	914265055
60	934265060	924265060	914265060
65	934265065	924265065	914265065
70	934265070	924265070	914265070
75	934265075	924265075	914265075
80	934265080	924265080	914265080
85	934265085	924265085	914265085
90	934265090	924265090	914265090
95	934265095	924265095	914265095
100	934265100	924265100	914265100
105	934265105	924265105	914265105
110	934265110	924265110	914265110
115	934265115	924265115	914265115
120	934265120	924265120	914265120
125	934265125	924265125	914265125
130	934265130	924265130	914265130
135	934265135	924265135	914265135
140	934265140	924265140	914265140
145	934265145	924265145	914265145
150	934265150	924265150	914265150

Thread Diameter - диаметр резьбы 6,5 mm

Hexagon Socket Width - размер шестигранника 3,5 mm

Head Diameter - диаметр головки 8 mm

Pre hole - отверстие под винт 3,2 mm


Thread Pitch - шаг резьбы 2,75 mm

Length(mm) Длина(mm)	“B” Thread length Длина резьбы = 32 mm			“C” Fully threaded Végig menetes		
	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
20				934465020	924465020	914465020
22				934465022	924465022	914465022
24				934465024	924465024	914465024
25				934465025	924465025	914465025
30				934465030	924465030	914465030
35				934465035	924465035	914465035
40	934365040	924365040	914365040	934465040	924465040	914465040
45	934365045	924365045	914365045	934465045	924465045	914465045
50	934365050	924365050	914365050	934465050	924465050	914465050
55	934365055	924365055	914365055	934465055	924465055	914465055
60	934365060	924365060	914365060	934465060	924465060	914465060
65	934365065	924365065	914365065	934465065	924465065	914465065
70	934365070	924365070	914365070	934465070	924465070	914465070
75	934365075	924365075	914365075	934465075	924465075	914465075
80	934365080	924365080	914365080	934465080	924465080	914465080
85	934365085	924365085	914365085	934465085	924465085	914465085
90	934365090	924365090	914365090	934465090	924465090	914465090
95	934365095	924365095	914365095	934465095	924465095	914465095
100	934365100	924365100	914365100	934465100	924465100	914465100
105	934365105	924365105	914365105	934465105	924465105	914465105
110	934365110	924365110	914365110	934465110	924465110	914465110
115	934365115	924365115	914365115	934465115	924465115	914465115
120	934365120	924365120	914365120	934465120	924465120	914465120
125	934365125	924365125	914365125	934465125	924465125	914465125
130	934365130	924365130	914365130	934465130	924465130	914465130
135	934365135	924365135	914365135	934465135	924465135	914465135
140	934365140	924365140	914365140	934465140	924465140	914465140
145	934365145	924365145	914365145	934465145	924465145	914465145
150	934365150	924365150	914365150	934465150	924465150	914465150

3.1.3 | Large fragment - general implants

Большие фрагменты - основные импланты

Cortical screw - AS | Кортикальный винт с у/с - 4,5 mm




Length(mm) Длина(mm)	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
30	220845030	260845030	360845030
35	220845035	260845035	360845035
40	220845040	260845040	360845040
45	220845045	260845045	360845045
50	220845050	260845050	360845050
55	220845055	260845055	360845055
60	220845060	260845060	360845060
65	220845065	260845065	360845065
70	220845070	260845070	360845070
75	220845075	260845075	360845075
80	220845080	260845080	360845080
85	220845085	260845085	360845085
90	220845090	260845090	360845090

Thread Diameter - диаметр резьбы	4,5 mm
Hexagon Socket Width - размер шестигранника	3,5 mm
Head Diameter - диаметр головки	8 mm
Pre hole - отверстие под винт	3 mm
Thread Pitch - шаг резьбы	1,75 mm
Threaded sleeve - втулка резьбовая	233910009



Cortical screw - AS | Кортикальный винт с у/с - 5,1 mm

Length(mm) Длина(mm)	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
20	220870020	260870020	360870020
22	220870022	260870022	360870022
24	220870024	260870024	360870024
26	220870026	260870026	360870036
28	220870028	260870028	360870028
30	220870030	260870030	360870030
32	220870032	260870032	360870032
34	220870034	260870034	360870034
36	220870036	260870036	360870036
38	220870038	260870038	360870038
40	220870040	260870040	360870040
42	220870042	260870042	360870042
44	220870044	260870044	360870044
46	220870046	260870046	360870046
48	220870048	260870048	360870048
50	220870050	260870050	360870050
55	220870055	260870055	360870055
60	220870060	260870060	360870060




Thread Diameter - длина резьбы	5,1 mm
Hexagon Socket Width - размер шестигранника	3,5 mm
Head Diameter - диаметр головки	8 mm
Pre hole - отверстие под винт	3,5 mm
Thread Pitch - шаг резьбы	1,75 mm
Threaded sleeve - втулка нарезная	233910011



3.1.3 | Large fragment - general implants

Большие фрагменты - основные импланты

Cancellous screw - AS | Спонгиозный винт с у/с -6,5 мм



Length(mm) Длина(мм)	Steel Сталь	Titanium Титан	Anodized титан
20	220965020	260965020	360965020
25	220965025	260965025	360965025
30	220965030	260965030	360965030
35	220965035	260965035	360965035
40	220965040	260965040	360965040
45	220965045	260965045	360965045
50	220965050	260965050	360965050
55	220965055	260965055	360965055
60	220965060	260965060	360965060
65	220965065	260965065	360965065
70	220965070	260965070	360965070
75	220965075	260965075	360965075
80	220965080	260965080	360965080
85	220965085	260965085	360965085
90	220965090	260965090	360965090
95	220965095	260965095	360965095
100	220965100	260965100	360965100

Thread Diameter - диаметр резьбы	6,5 mm
Hexagon Socket Width - размер шестигранника	3,5 mm
Head Diameter - диаметр головки	8 mm
Pre hole - отверстие под винт	4,5 mm
Thread Pitch - шаг резьбы	2,75 mm
Threaded sleeve - втулка нарезная	233910008



3.3.1 | Proximal Humerus system

Проксимальная плечевая пластина

Proximal humerus Plate
Проксимальная плечевая пластина

3H - 12H

Screws
Винты

AS - С у/с

cancellous - спонгиозный: 4 X 10-60 mm

cortical - кортикальный: 4,1 X 14-50 mm

Normal - Без у/с

cortical - кортикальный: 3,5 X 8-130 mm

cortical - кортикальный X 10-100 mm

For one operation | На одну операцию

Implants - Импланты

Description - Описание	Quantity - Количество
------------------------	-----------------------

Proximal humerus plate	1
------------------------	---


Проксимальная плечевая пластина

Screw - AS	9
------------	---

Винты с у/с

Screw	3-12
-------	------

Винты



Proximal humerus plate - AS | Проксимальная плечевая пластина с у/с



Steel - Сталь

Titanium - Титан

Анодир.
Титан

Holes (H+S) Отверстия (эп/ч+д/ч)	Length(mm) Длина(мм)			
9+3	84	240300303	280300303	380300303
9+4	96	240300304	280300304	380300304
9+6	120	240300306	280300306	380300306
9+8	144	240300308	280300308	380300308
9+10	168	240300310	280300310	380300310
9+12	192	240300312	280300312	380300312

Profile of tail - Профиль диафизарной части (д/ч)

Width - Ширина	12 mm
Thickness - Толщина	3,2 mm

Screw - Винты

Type Тип	Usage Использование	Diameter Диаметр	Length Длина	Page Страница
As- C у/с	head,shaft эп/ч, д/ч	4,1 mm	14 - 50 mm	42
As- C у/с	head,shaft эп/ч, д/ч	4 mm	10 - 60 mm	41
Normal - Без у/с	shaft - д/ч	4 mm	10 - 100 mm	36 - 39
Normal - Без у/с	shaft - д/ч	3,5 mm	8 - 130 mm	31 - 35

3.3.2 | Distal Radius system

Система "Дистальный луч"


Distal Radius Plate
Пластина "Дистальный луч"

5 + 4H, 5 + 6H, 6 + 4H
(right - left, правая - левая)
(dorsal, volar - тыльная, ладонная)

Screws
Винты

AS - C y/c
cortical - кортикальные: 2,7 X 14-24 mm
cortical - кортикальные: 3,5 X 14-30 mm

Normal - Без y/c
cancellous - спонгиозные: 3,5 X 8-130 mm



For one operation | На одну операцию

Implants - Импланты

Description - Описание	Quantity - Количество
------------------------	-----------------------

Distal radius plate Пластина "Дистальный луч"	1
--	---

Screw - AS Винт - с y/c	NA
----------------------------	----

Screw Винт	NA
---------------	----

Distal Radius plate | Пластина "Дистальный луч"

Steel - Сталь

Type Тип	Holes (H+S) Отверстия (эп/ч+д/ч)	Lenght(mm) Длина(мм)	Dorsal Тыльная	Dorsal - AS Тыльная с у/с	Volar Ладонная	Volar - AS Ладонная с у/с
Left - Левая	5+4	50	240102154	240112154	240102354	240112354
Left - Левая	5+6	64,5	240102156	240112156		
Left - Левая	6+4	50	240102164	240112164	240102364	240112364
Right - Правая	5+4	50	240102254	240112254	240102454	240112454
Right - Правая	5+6	64,5	240102256	240112256		
Right - Правая	6+4	50	240102264	240112264	240102464	240112464

Titanium -Титан

Type Тип	Holes (H+S) Отверстие (эп/ч+д/ч)	Lenght(mm) Длина(мм)	Dorsal Тыльная	Dorsal - AS Тыльная с у/с	Volar Ладонная	Volar - AS Ладонная с у/с
Left - Левая	5+4	50	280102154	280112154	280102354	280112354
Left - Левая	5+6	64,5	280102156	280112156		
Left - Левая	6+4	50	280102164	280112164	280102364	280112364
Right - Правая	5+4	50	280102254	280112254	280102454	280112454
Right - Правая	5+6	64,5	280102256	280112256		
Right - Правая	6+4	50	280102264	280112264	280102464	280112464

Анодированный титан

Type Тип	Holes (H+S) Отверстие (эп/ч+д/ч)	Lenght(mm) Длина(мм)	Dorsal Тыльная	Dorsal - AS Тыльная с у/с	Volar Ладонная	Volar - AS Ладонная с у/с
Left - Левая	5+4	50	380102154	380112154	380102354	380112354
Left - Левая	5+6	64,5	380102156	380112156		
Left - Левая	6+4	50	380102164	380112164	380102364	380112364
Right - Правая	5+4	50	380102254	380112254	380102454	380112454
Right - Правая	5+6	64,5	380102256	380112256		
Right - Правая	6+4	50	380102264	380112264	380102464	380112464



3.3.2 | Distal Radius system

Система "Дистальный луч"

Profile of tail - Профиль диафизарной части

Width - Ширина	10 mm
Thickness - Толщина	1,2 mm

Screw - Винты

	Diameter Диаметр	Length(mm) Длина(мм)	Page Страница
.Normal - Без у/с	3,5 mm	8 - 130 mm	31 - 35
.AS - С у/с	3,5 mm HD = 4,8 mm	14 - 30 mm	40

Clavicle plate | Ключичная пластина



Type Тип	Holes Отверстия	Length(mm) Длина(мм)	Normal - Без у/с		AS - C у/с	
			Steel Сталь	Titanium Титан	Steel Сталь	Titanium Титан
Left - Левая	4	70,5	240260104	280260104	240263104	280263104
Left - Левая	5	83	240260105	280260105	240263105	280263105
Left - Левая	6	94,5	240260106	280260106	240263106	280263106
Left - Левая	7	106,5	240260107	280260107	240263107	280263107
Right - Правая	4	70,5	240260204	280260204	240263204	280263204
Right - Правая	5	83	240260205	280260205	240263205	280263205
Right - Правая	6	94,5	240260206	280260206	240263206	280263206
Right - Правая	7	106,5	240260207	280260207	240263207	280263207

Profile - Профиль

Thickness - Толщина 2,5 mm

Screw - Винты

	Diameter Диаметр	Length - Длина	Page - Страница
Normal - Без у/с	3,5 mm	8 - 130 mm	31 - 35
Normal - Без у/с	4 mm	10 - 100 mm	36 - 39
AS - C у/с	3,5 mm HD = 6 mm	10 - 40 mm	40

3.3.4 | Small fragment general implants

Малые фрагменты - основные импланты

Clavicle plate | Ключичная пластина



Type Тип	Holes Отверстия	Length(mm) Длина(мм)	Normal - Без у/с		AS - C у/с	
			Steel Сталь	Titanium Титан	Steel Сталь	Titanium Титан
Left - Левая	4	69,1	240260304	280260304	240263304	280263304
Left - Левая	5	82,2	240260305	280260305	240263305	280263305
Left - Левая	6	93,6	240260306	280260306	240263306	280263306
Right - Правая	4	69,1	240260404	280260404	240263404	280263404
Right - Правая	5	82,2	240260405	280260405	240263405	280263405
Right - Правая	6	93,6	240260406	280260406	240263406	280263406

Profile - Профиль

Thickness - Толщина

2,5 mm

Screw - Винты

	Diameter Диаметр	Length - Длина	Page - Страница
Normal - Без у/с	3,5 mm	8 - 130 mm	31 - 35
Normal - Без у/с	4 mm	10 - 100 mm	36 - 39
AS - C у/с	3,5 mm HD = 6 mm	10 - 40 mm	40

Clavicle plate - C - AS | Ключичная пластина "С" с у/с

Type Тип	Holes (*) Отверстия	Length(mm) Длина(мм)	Steel - Сталь	Titanium - Титан
Left - Левая	7-A	90	240262307	280262307
Right - Правая	7-A	90	240262407	280262407
Left - Левая	7-S	86	240262507	280262507
Right - Правая	7-S	86	240262607	280262607
Left - Левая	9-A	102	240262709	280262709
Right - Правая	9-A	102	240262809	280262809

Profile - Профиль

Width - Ширина	10 mm
Thickness - Толщина	3,2 mm

Screw - Винт

	Diameter Диаметр	Length - Длина	Page - Страница
Normal - Без у/с	3,5 mm	8 - 130 mm	31 - 35
Normal - Без у/с	4 mm	10 - 100 mm	36 - 39
AS - С у/с	3,5 mm HD = 6 mm	10 - 40 mm	40

*Notice - Памятка


Symmetric - Симметрия	S
Asymmetric - Ассиметрия	A



3.3.4 | Small fragment general implants

Малые фрагменты - основные импланты

Olecranon fossa plate | Пластина для локтевого отростка



Holes Отверстия	Length(mm) Длина(мм)	Normal - Без у/с			AS - С у/с		
		Steel - Сталь	Titanium Титан	Анодир. Титан	Steel - Сталь	Titanium Титан	Анодир. Титан
3	73,5	240220003	280220003	380220003	240220103	280220103	380220003
4	85,5	240220004	280220004	380220004	240220104	280220104	380220004
5	97,5	240220005	280220005	380220005	240220105	280220105	380220005

Profile - Профиль

Width - Ширина	10,5 mm
Thickness - Толщина	2 mm

Screw - Винты

	Diameter Диаметр	Length - Длина	Page - Страница
Normal - Без у/с	3,5 mm	8 - 130 mm	31 - 35
Normal - Без у/с	4 mm	10 - 100 mm	36 - 39
AS - С у/с	3,5 mm HD = 6 mm	10 - 40 mm	40

3.3.4 | Small fragment general implants

Малые фрагменты - основные импланты

Reconstruction plate - straight | Реконструктивная пластина - прямая



Holes Отверстия	Length(mm) Длина(мм)	Normal - Без y/c			AS - C y/c		
		Steel - Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан	Steel - Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
3	34	934510003	924510003	914510003	934510103	924510103	914510103
4	46	934510004	924510004	914510004	934510104	924510104	914510104
5	58	934510005	924510005	914510005	934510105	924510105	914510105
6	70	934510006	924510006	914510006	934510106	924510106	914510106
7	82	934510007	924510007	914510007	934510107	924510107	914510107
8	94	934510008	924510008	914510008	934510108	924510108	914510108
9	106	934510009	924510009	914510009	934510109	924510109	914510109
10	118	934510010	924510010	914510010	934510110	924510110	914510110
12	142	934510012	924510012	914510012	934510112	924510112	914510112
14	166	934510014	924510014	914510014	934510114	924510114	914510114
16	190	934510016	924510016	914510016	934510116	924510116	914510116
18	214	934510018	924510018	914510018	934510118	924510118	914510118
20	238	934510020	924510020	914510020	934510120	924510120	914510120
22	262	934510022	924510022	914510022	934510122	924510122	914510122
24	286	934510024	924510024	914510024	934510124	924510124	914510124
26	310	934510026	924510026	914510026	934510126	924510126	914510126
28	334	934510028	924510028	914510028	934510128	924510128	914510128

Width - Ширина	10 mm
Thickness - Толщина	3 mm

Screw - Csavar - ВИНТЫ

	Diameter Диаметр	Length - Длина	Page - Страницы
Normal - Normál	3,5 mm	8 - 130 mm	31 - 35
Normal - Normál	4 mm	10 - 100 mm	36 - 39
AS- Szögstabil	3,5 mm HD = 6 mm	10 - 40 mm	40
AS- Szögstabil	4 mm	10 - 60 mm	41

Reconstruction plate - curved | Реконструктивная пластина - изогнутая



Holes Отверстия	Length(mm) Длина(mm)	Normal - без y/c			AS - c y/c		
		Steel Сталь	Titanium Титан	Anodised Titanium	Steel Сталь	Titanium Титан	Anodised Titanium
6	71	240310006	280310006	380310006	240310106	280310106	380310106
7	82	240310007	280310007	380310007	240310107	280310107	380310107
8	93	240310008	280310008	380310008	240310108	280310108	380310108
9	104	240310009	280310009	380310009	240310109	280310109	380310109
10	115	240310010	280310010	380310010	240310110	280310110	380310110
11	125	240310011	280310011	380310011	240310111	280310111	380310111
12	135	240310012	280310012	380310012	240310112	280310112	380310112
13	144	240310013	280310013	380310013	240310113	280310113	380310113
14	153	240310014	280310014	380310014	240310114	280310114	380310114
15	162	240310015	280310015	380310015	240310115	280310115	380310115
16	170	240310016	280310016	380310016	240310116	280310116	380310116
17	177	240310017	280310017	380310017	240310117	280310117	380310117
18	184	240310018	280310018	380310018	240310118	280310118	380310118

Profile - Профиль

Width - Ширина 10 mm

Thickness - Толщина 3 mm

Screw - Csavar - Винты

	Diameter Диаметр	Length - Длина	Page - Страницы
Normal - Без y/c	3,5 mm	8 - 130 mm	31 - 35
Normal - Без y/c	4 mm	10 - 100 mm	36 - 39
AS- C y/c	3,5 mm HD = 6 mm	10 - 40 mm	40
AS- C y/c	4 mm	10 - 60 mm	41

3.3.4 | Small fragment general implants

Малые фрагменты - основные импланты

Medial pilon plate | Пластина для медиального пилона



Holes (Shaft) Отверстия (д/ч)	Length(mm) Длина(мм)	Normal - без у/с			AS - с у/с		
		Steel Сталь	Titanium Титан	Anodised titanium Анодир. титан	Steel Сталь	Titanium Титан	Anodised titanium Анодир. титан
3	93	240120003	280120003	380120003	240120303	280120303	380120303
5	123	240120005	280120005	380120005	240120305	280120305	380120305
7	153	240120007	280120007	380120007	240120307	280120307	380120307

Profile of tail - Профиль диафизарной части (д/ч)

Width - Ширина 11,5 mm

Thickness - Толщина 1,5 mm

Screw - Винты

	Diameter - Диаметр	Length - Длина	Page - Страницы
Normal - без у/с	3,5 mm	8 - 130 mm	31 - 35
Normal - без у/с	4 mm	10 - 100 mm	36 - 39
AS - с у/с	3,5 mm HD = 6 mm	10 - 40 mm	40

Distal tibia plate | Дистальная тиббиальная пластина



Holes (Shaft) Отверстий (д/ч)	Length(mm) Длина(мм)	Normal - без у/с			AS - с у/с		
		Steel Сталь	Titanium Титан	Anodised titanium Анодир. титан	Steel Сталь	Titanium Титан	Anodised titanium Анодир. титан
3	78	240121003	280121003	380121003	240121103	280121103	380121103
5	108	240121005	280121005	380121005	240121105	280121105	380121105
7	138	240121007	280121007	380121007	240121107	280121107	380121107

Profile of tail - Профиль диафизарной части (д/ч)

Width - Ширина 11,5 mm

Thickness - Vastagság 1,5 mm


Screw - Csavar - Винты

	Diameter - Диаметр	Length - Длина	Page - Страницы
Normal - Без у/с	3,5 mm	8 - 130 mm	31 - 35
Normal - Без у/с	4 mm	10 - 100 mm	36 - 39
AS - C у/с	3,5 mm HD = 6 mm	10 - 40 mm	40

3.3.4 | Small fragment general implants

Малые фрагменты - основные импланты

Cortical screw | Кортикальный винт 3,5 mm



Length(mm) Длина(mm)	TP = 1,25 mm HD = 6 mm		
	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
8	930435008	920435008	910435008
10	930435010	920435010	910435010
12	930435012	920435012	910435012
14	930435014	920435014	910435014
16	930435016	920435016	910435016
18	930435018	920435018	910435018
20	930435020	920435020	910435020
22	930435022	920435022	910435022
24	930435024	920435024	910435024
26	930435026	920435026	910435026
28	930435028	920435028	910435028
30	930435030	920435030	910435030
32	930435032	920435032	910435032
34	930435034	920435034	910435034
36	930435036	920435036	910435036
38	930435038	920435038	910435038
40	930435040	920435040	910435040
42	930435042	920435042	910435042
44	930435044	920435044	910435044
45	930435045	920435045	910435045
46	930435046	920435046	910435046
48	930435048	920435048	910435048
50	930435050	920435050	910435050
52	930435052	920435052	910435052
54	930435054	920435054	910435054
55	930435055	920435055	910435055
56	930435056	920435056	910435056
58	930435058	920435058	910435058
60	930435060	920435060	910435060
65	930435065	920435065	910435065
70	930435070	920435070	910435070
75	930435075	920435075	910435075

Length(mm) Длина(mm)	TP = 1,25 mm HD = 6 mm		
	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
80	930435080	920435080	910435080
85	930435085	920435085	910435085
90	930435090	920435090	910435090
95	930435095	920435095	910435095
100	930435100	920435100	910435100
105	930435105	920435105	910435105
110	930435110	920435110	910435110
115	930435115	920435115	910435115
120	930435120	920435120	910435120
125	930435125	920435125	910435125
130	930435130	920435130	910435130

Thread diameter - диаметр резьбы	3,5 mm
Hexagon Socket Width - размер шестигранника	2,5 mm
Pre hole - отверстие под винт	2,5 mm
Thread Pitch - шаг резьбы	TP
Head Diameter - диаметр головки	HD

3.3.4 | Small fragment general implants

Малые фрагменты - основные импланты

Length(mm) Длина(mm)	TP = 1,75 mm HD = 5 mm			TP = 1,75 mm HD = 6 mm		
	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
8	930335008	920335008	910335008	930235008	920235008	910235008
10	930335010	920335010	910335010	930235010	920235010	910235010
12	930335012	920335012	910335012	930235012	920235012	910235012
14	930335014	920335014	910335014	930235014	920235014	910235014
16	930335016	920335016	910335016	930235016	920235016	910235016
18	930335018	920335018	910335018	930235018	920235018	910235018
20	930335020	920335020	910335020	930235020	920235020	910235020
22				930235022	920235022	910235022
24				930235024	920235024	910235024
26				930235026	920235026	910235026
28				930235028	920235028	910235028
30				930235030	920235030	910235030
32				930235032	920235032	910235032
34				930235034	920235034	910235034
36				930235036	920235036	910235036
38				930235038	920235038	910235038
40				930235040	920235040	910235040
45				930235045	920235045	910235045
50				930235050	920235050	910235050
55				930235055	920235055	910235055
60				930235060	920235060	910235060
65				930235065	920235065	910235065
70				930235070	920235070	910235070

Thread diameter - диаметр резьбы 3,5 mm

Hexagon Socket Width - размер шестигранника 2,5 mm


Pre hole - отверстие под винт 2,5 mm

Thread Pitch - шаг резьбы TP

Head Diameter - диаметр головки HD

Cortical screw - self-tapping | Кортикальный винт - саморез - 3,5 mm

Length(mm) Длина(mm)	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
8	930535008		
10	930535010	920535010	910535010
12	930535012	920535012	910535012
14	930535014	920535014	910535014
16	930535016	920535016	910535016
18	930535018	920535018	910535018
20	930535020	920535020	910535020
22	930535022	920535022	910535022
24	930535024	920535024	910535024
26	930535026	920535026	910535026
28	930535028	920535028	910535028
30	930535030	920535030	910535030
32	930535032	920535032	910535032
34	930535034	920535034	910535034
35	930535035	920535035	910535035
36	930535036	920535036	910535036
38	930535038	920535038	910535038
40	930535040	920535040	910535040
42		920535042	910535042
44		920535044	910535044
45	930535045	920535045	910535045
46		920535046	910535046
48		920535048	910535048
50	930535050	920535050	910535050
55	930535055	920535055	910535055
60	930535060	920535060	910535060
65	930535065	920535065	910535065
70	930535070	920535070	910535070
75	930535075	920535075	910535075
80	930535080	920535080	910535080



3.3.4 | Small fragment general implants


Малые фрагменты основные импланты

Length(mm) Длина(mm)	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
85	930535085	920535085	910535085
90	930535090	920535090	910535090
95	930535095	920535095	910535095
100	930535100	920535100	910535100
105	930535105	920535105	910535105
110	930535110	920535110	910535110
115	930535115	920535115	910535115
120	930535120	920535120	910535120
125	930535125	920535125	910535125
130	930535130	920535130	910535130

Thread Diameter - диаметр резьбы	3,5 mm
Hexagon Socket Width - размер шестигранника	2,5 mm
Head Diameter - диаметр головки	6 mm
Pre hole - отверстие под винт	2,5 mm
Thread Pitch - шаг резьбы	1,25 mm

Cancellous screw - fully threaded | Spongiosa csavar - teljes menet Ø4 mm

Length(mm) Длина(mm)	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
10	931140010	921140010	911140010
12	931140012	921140012	911140012
14	931140014	921140014	911140014
16	931140016	921140016	911140016
18	931140018	921140018	911140018
20	931140020	921140020	911140020
22	931140022	921140022	911140022
24	931140024	921140024	911140024
26	931140026	921140026	911140026
28	931140028	921140028	911140028
30	931140030	921140030	911140030
32	931140032	921140032	911140032
32,5		192570000	
34	931140034	921140034	911140034
35	931140035	921140035	911140035
36	931140036	921140036	911140036
37,5		192580000	
38	931140038	921140038	911140038
40	931140040	921140040	911140040
42,5		192590000	
45	931140045	921140045	911140045
47,5		192600000	
50	931140050	921140050	911140050
55	931140055	921140055	911140055
60	931140060	921140060	911140060



Thread Diameter - диаметр резьбы	4 mm
Hexagon Socket Width - размер шестигранника	2,5 mm
Head Diameter - диаметр головки	6 mm
Pre hole - отверстие под винт	2,5 mm
Thread Pitch - шаг резьбы	1,75 mm

3.3.4 | Small fragment general implants

Малые фрагменты основные импланты

Cancellous screw - fully threaded self tapping

Spongiosa csavar - teljesen menetes önvágó Ø4 mm




Length(mm) Длина(mm)	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
10	939140010	929140010	919140010
12	939140012	929140012	919140012
14	939140014	929140014	919140014
16	939140016	929140016	919140016
18	939140018	929140018	919140018
20	939140020	929140020	919140020
22	939140022	929140022	919140022
24	939140024	929140024	919140024
26	939140026	929140026	919140026
28	939140028	929140028	919140028
30	939140030	929140030	919140030
32	939140032	929140032	919140032
34	939140034	929140034	919140034
35	939140035	929140035	919140035
36	939140036	929140036	919140036
38	939140038	929140038	919140038
40	939140040	929140040	919140040
45	939140045	929140045	919140045
50	939140050	929140050	919140050
55	939140055	929140055	919140055
60	939140060	929140060	919140060
65	939140065	929140065	919140065
70	939140070	929140070	919140070
75	939140075	929140075	919140075
80	939140080	929140080	919140080
85	939140085	929140085	919140085
90	939140090	929140090	919140090
95	939140095	929140095	919140095
100	939140100	929140100	919140100

Thread Diameter - диаметр резьбы	4 mm
Hexagon Socket Width - размер шестигранника	2,5 mm
Head Diameter - диаметр головки	6 mm
Pre hole - отверстие под винт	2,5 mm
Thread Pitch - шаг резьбы	1, 75 mm

Cancellous screw - partially threaded | Spongiosa csavar - részleges menet Ø4 mm

Length(mm) Длина(mm)	Thread length (mm) Длина резьбы (mm)	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
10	5	931040010	921040010	911040010
12	5	931040012	921040012	911040012
14	5	931040014	921040014	911040014
16	6	931040016	921040016	911040016
18	7	931040018	921040018	911040018
20	8	931040020	921040020	911040020
22	9	931040022	921040022	911040022
24	10	931040024	921040024	911040024
26	12	931040026	921040026	911040026
28	14	931040028	921040028	911040028
30	14	931040030	921040030	911040030
32	14	931040032		
32,5	14		193400000	
34	14	931040034		
35	14	931040035	921040035	911040035
36	14	931040036		
37,5	14		193410000	
38	14	931040038		
40	14	931040040	921040040	911040040
42,5	14		193420000	
45	15	931040045	921040045	911040045
47,5	15		193430000	
50	15	931040050	921040050	911040050
55	15	931040055	921040055	911040055
60	15	931040060	921040060	911040060



Thread Diameter - диаметр резьбы 4 mm

Hexagon Socket Width - размер шестигранника 2,5 mm

Head Diameter - диаметр головки 6 mm

Pre hole - отверстие под винт 2,5 mm


Thread Pitch - шаг резьбы 1, 75 mm

3.3.4 | Small fragment general implants

Малые фрагменты основные импланты

Cancellous screw - partially threaded self tapping

Spongiosa csavar - részleges menet önvágó Ø4 mm



Length(mm) Длина(mm)	Thread length (mm) Длина резьбы (mm)	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
10	5	938040010	928040010	918040010
12	5	938040012	928040012	918040012
14	5	938040014	928040014	918040014
16	6	938040016	928040016	918040016
18	7	938040018	928040018	918040018
20	8	938040020	928040020	918040020
22	9	938040022	928040022	918040022
24	10	938040024	928040024	918040024
26	12	938040026	928040026	918040026
28	14	938040028	928040028	918040028
30	14	938040030	928040030	918040030
35	14	938040035	928040035	918040035
40	14	938040040	928040040	918040040
45	15	938040045	928040045	918040045
50	15	938040050	928040050	918040050
55	15	938040055	928040055	918040055
60	15	938040060	928040060	918040060
65	15	938040065	928040065	918040065
70	15	938040070	928040070	918040070
75	15	938040075	928040075	918040075
80	15	938040080	928040080	918040080
85	15	938040085	928040085	918040085
90	15	938040090	928040090	918040090
95	15	938040095	928040095	918040095
100	15	938040100	928040100	918040100

Thread Diameter - диаметр резьбы 4 mm


Hexagon Socket Width - размер шестигранника 2,5 mm

Head Diameter - диаметр головки 6 mm

Pre hole - отверстие под винт 2,5 mm

Thread Pitch - шаг резьбы 1, 75 mm

Angle stabilized screw | Винты с угловой стабильностью Ø3,5 mm



Length(mm) Длина(mm)	HD (диаметр головки) = 4,8 mm			HD (диаметр головки) = 6 mm		
	Steel Сталь	Titanium Титан	Anodised titanium	Steel Сталь	Titanium Титан	Anodised titanium
10				220835310	260835310	360835310
12				220835312	260835312	360835312
14	220835214	260835214	360835214	220835314	260835314	360835314
16	220835216	260835216	360835216	220835316	260835316	360835316
18	220835218	260835218	360835218	220835318	260835318	360835318
20	220835220	260835220	360835360	220835320	260835320	360835320
22	220835222	260835222	360835362	220835322	260835322	360835336
24	220835224	260835224	360835364	220835324	260835324	360835324
26	220835226	260835226	360835366	220835326	260835326	360835326
28	220835228	260835228	360835368	220835328	260835328	360835328
30	220835230	260835230	360835230	220835330	260835330	360835330
32				220835332	260835332	360835332
34				220835334	260835334	360835334
36				220835336	260835336	360835336
38				220835338	260835338	360835338
40				220835340	260835340	360835340


Thread Diameter - Диаметр резьбы	3,5 mm	
Hexagon Socket Width - Размер шестигранника	2,5 mm	
Head Diameter - Диаметр головки	HD = 4,8 mm	HD = 6 mm
Pre hole - Отверстие под винт	3 mm	2,5 mm
Thread Pitch - Шаг резьбы	1,75 mm	
Threaded sleeve - Втулка нарезная	233900015	233900013



3.3.4 | Small fragment general implants

Малые фрагменты основные импланты

Angle stabilized screw | Винт с у/с - 4 мм



Length(mm) Длина(mm)	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
10	220940010	260940010	360940010
12	220940012	260940012	360940012
14	220940014	260940014	360940014
16	220940016	260940016	360940016
18	220940018	260940018	360940018
20	220940020	260940020	360940020
22	220940022	260940022	360940022
24	220940024	260940024	360940024
26	220940026	260940026	360940026
28	220940028	260940028	360940028
30	220940030	260940030	360940030
32	220940032	260940032	360940032
34	220940034	260940034	360940034
36	220940036	260940036	360940036
38	220940038	260940038	360940038
40	220940040	260940040	360940040
42	220940038	260940038	360940042
44	220940040	260940040	360940044
45	220940045	260940045	360940045
46	220940046	260940046	360940046
48	220940048	260940048	360940048
50	220940050	260940050	360940050
52	260940052	260940052	360940052
54	260940054	260940054	360940054
55	220940055	260940055	360940055
56	260940056	260940056	360940056
58	260940058	260940058	360940058
60	220940060	260940060	360940060

Thread Diameter - диаметр резьбы 4 mm

Hexagon Socket Width - размер шестигранника 2,5 mm

Head Diameter - диаметр головки 6 mm


Pre hole - отверстие под винт 2 mm

Thread Pitch - шаг резьбы 1,75 mm

Threaded sleeve - втулка нарезная 233900012

Angle stabilized screw | Винт с у/с - 4,1 мм

Length(mm) Длина(мм)	Steel Сталь	Titanium Титан	Анодир. титан
14	220855014	260855014	360855014
16	220855016	260855016	360855016
18	220855018	260855018	360855018
20	220855020	260855020	360855020
22	220855022	260855022	360855022
24	220855024	260855024	360855024
26	220855026	260855026	360855026
28	220855028	260855028	360855028
30	220855030	260855030	360855030
32	220855032	260855032	360855032
34	220855034	260855034	360855034
36	220855036	260855036	360855036
38	220855038	260855038	360855038
40	220855040	260855040	360855040
42	220855042	260855042	360855042
44	220855044	260855044	360855044
46	220855046	260855046	360855046
48	220855048	260855048	360855048
50	220855050	260855050	360855050



Thread Diameter - диаметр резьбы 4,1 mm

Hexagon Socket Width - размер шестигранника 2,5 mm

Head Diameter - диаметр головки 6 mm


Pre hole - отверстие под винт 2,5 mm

Thread Pitch - шаг резьбы 1,75 mm

Threaded sleeve - втулка нарезная 233900013



Competitive innovation



Our home town Eger can be found at the most beautiful places of Hungary, at feet of Bükk mountains.

It is our pride to contribute with our products to the fame of our historical city having world-famous wines, baroque buildings and thermal spas.

Be our partner!